

# Boucliers Thermiques pour S-MICRO



## Protection de niveau 1

Bouclier en téflon résistant à 300°C en pointe,  
Protection de **13** minutes pour une exposition à 220°C  
Dimensions extérieures du bouclier = Ø 40 x 39 mm  
Le S-MICRO doit être étalonné avec l'option 220°C  
Longueur minimum de la canne de température = 40 mm

Attention : ne convient pas pour de l'immersion



## Applications



Alimentaire



Pharmacie



Industrie

## Protection de niveau 2

Bouclier en téflon résistant à 300°C en pointe,  
Protection de **39** minutes pour une exposition à 220°C  
Dimensions extérieures du bouclier = Ø 66 x 69 mm  
Le S-MICRO doit être étalonné avec l'option 220°C  
Longueur minimum de la canne de température = 50 mm

Attention : ne convient pas pour de l'immersion



## Matériel distribué par :



Expert autoclave et stérilisation - Autoclave and sterilisation expert

**AXITHERM** 35 rue Fontevrault 72200 LA FLECHE

Tél : 02 43 96 03 78  
contact@axitherm.com

www.axitherm.com