

AxiSoft-Mono Software




Machen sie ihre messungen zum werkzeug ihrer qualitätskontrolle

°F
°C
VS
VP
F0
PU

Verwaltung des Temperaturschreibers Ihrer Wahl :
AXImini, AXImicro, HeatLOG, ThinLOG oder DrinkLOG.

Intuitiv und stark automatisiert

Berechnungen genaue Angaben zu Ihren Sterilisationswerten, VP und VC



AxiSoft-Mono Software



Machen sie ihre messungen zum werkzeug ihrer qualitätskontrolle

Verwendung

Programmierung und Auslesen eines Miniatur-Temperaturschreibers aus der AXImini-, AXImicro-, HeatLOG-, ThinLOG- oder DrinkLOG-Familie

Anzeige der Temperaturkurve und der dazugehörigen Berechnung

Berechnung einstellbarer Koch-, Pasteurisier- oder Sterilisierwert

Besonderheiten

Unempfindlichkeit zu den Windows-Updates

Betrieb vereinfacht = 1 Taste zum Aktivieren +

1 Taste zum Anhalten, Abspielen, Speichern und Analysieren

Mehrsprachig dynamisch (Französisch, Englisch, Deutsch)

Ranking benutzerdefinierte Historien

Leistung

Mehrere Funktionen Grafiken: Zoom, Cursor, Kommentar

Speicherung der Historien in einer integrierten Datenbank = optimale Sicherung

Verwaltung der Kalibrierung des Sensors

Analyse automatisch

Erstellung automatisch Bericht

Export von Daten in Word, Excel und pdf

